

# HyO2 technical

## Ortam dezenfeksiyonu



**Hidrojen Peroksit** çözeltisi, hijyenin ön planda olduğu her yerde, etkin ve hızlı şekilde ortamların dezenfeksiyon için tasarlanmıştır.

Uygulanan mekanda, en küçük noktaya bile ulaşarak, güvenlik zırhı oluşturur ve kusursuz bir hijyen sağlar.

Hymetec markalı ürünler, herkes için olası en iyi hijyeni garantileme hedefiyle geliştirilmiş dezenfeksiyon ürünleridir.

HyO2 technical, %7 konsantre  $H_2O_2$  çözeltisi; etkin ve hızlı dezenfeksiyon sağlar. Güvenli şekilde spreylenir.

Tüm Bakteri, virüsler, mantarlar ve sporlarda etkindir.

Hy spray cihazı ile uygulanır. Dezenfekte edilecek odanın hacmi komut olarak cihaza girilir ve start verilir. Oda dışına çıkılarak dezenfeksiyon işleminin tamamlanması beklenir. Alan hacmine göre 5-30 dakika içinde işlem tamamlanır. 10-20 dakika dinlendirme sonunda hijyen sağlanmış ortama sahip olunur. Uygulama ile dezenfekte edilen ortamda bulunan tüm ekipman ve objeler de hijyen edilmiş olur.

Pülverizasyon ile kuru hava şeklinde alana homojen olarak yayılır ve anında koruma sağlar.

1 m<sup>3</sup> alan için tüketim: 6 ml.  
1000 ml dezenfektan ile 166 m<sup>3</sup> büyüklüğünde bir alan dezenfekte etmek mümkündür.

Cilde ve solunuma etki eden kimyasal içermez.

Suda çözünür, iz bırakmaz.

## Teknik bilgiler

Kullanım	Kullanıma hazır çözelti
Aktif maddeler	%7 oranında hidrojen peroksit
GMDN No.	45058
Parfüm	Nötr, çam, elma
Suda çözünürlük	Çözünebilir
Raf ömrü	Ambalajı açılmadan 2 yıl Ambalajı açıldıktan sonra 2 ay
Kimyasal kararlılık	4°C ile 25°C arasında kararlıdır
Göreceli nem	1
Saklama koşulları	Orijinal ambalajında Güneş ışığından koruyun Sıcaklık değişimlerinden koruyun
Ambalaj	1L'lik şişelerde

## Etkinlik

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aspergillus Niger, Penicillium SPP, Norovirus, Bacillus stearothermophilus ve enfeksiyon kaynağı olabilecek diğer ajanlar üzerinde test edilmiştir.

## Uygulamalar

### Hy02 technical

Hastaneler, ambulanslar, muayenehaneler, diş klinikleri, laboratuvarlar, ilaç endüstrisi, veteriner klinikleri, evcil hayvan bulunan ortamlar, gıda imalatı yapan yerler, huzur evleri, kreşler, okullar, evler, ofisler, vb. çok geniş kullanım alanına sahiptir.

## Uyarılar

Uygulama sırasında, start yaptıktan sonra oda dışına çıkınız.  
Ürünün son kullanım tarihini kontrol edin ve sıcak ortamdaki uzak tutun

### Hy spray

Uygulamayı pulverizasyon yöntemiyle yapan cihazdır. Bu yöntemle kuru hava şeklinde mikro parçacıklara ayrılarak tüm ortamı dezenfekte etmektedir.

## Avantajları

- ✓✓ kısa sürede ortamların hızlı dezenfeksiyonu
- ✓✓ Kalıntı bırakmaz
- ✓✓ Nem kalıntısı olmaz
- ✓✓ Uygulama sonrası ortamda kötü kokuları yok eder
- ✓✓ Ürün ( $H_2O_2$ ) çevre dostudur ve biyolojik olarak parçalanır
- ✓✓ Yüzeylerde korozyon yapmaz
- ✓✓ 72 saat tam koruma

